

Nazorginstructie Frame & Partiële Prothese

U heeft een frame, overkappingsprothese of partiële prothese in de mond. Wat raden wij aan m.b.t. de verzorging van uw gebit en uitneembare voorziening?

- Gebruik een zachte tandenborstel voor de verzorging van uw gebit.
- Gebruik een fluoride-houdende tandpasta voor uw gebit.
- Gebruikt dagelijks interdentale reinigingsmiddelen zoals stokers en flossdraad voor de ruimte tussen de tanden en kiezen.
- Reinig de achterkant van de laatste tanden en kiezen dagelijks met een gaasje.
- Masseer het gehemelte en de kaak met een zeer zachte borstel om doorbloeding en keratinisatie (verharding van de huid) te bevorderen.
- Reinig het frame of de prothese met de borstel en de reinigingsmiddelen van ecosym.
- Houdt het frame of de prothese tijdens het reinigen boven een met water gevulde wasbak om beschadigingen of breken bij een val te voorkomen.
- Om tandsteen van het frame of de prothese te verwijderen kan deze enkele uurtjes in een azijnzuuroplossing (5%) worden gelegd. Gebruik geen chloor: de kunststof wordt hierdoor aangetast.
- Neem het frame bij voorkeur uit door het aan de zadels (kunststof) vast te pakken, niet aan de ankers (metaal).
- Bijt het frame niet op de plaats: Druk het met de hand goed op de plek alvorens dicht te bijten.
- Bezoek om de 6 maanden uw tandarts voor de controle.
- Het is aan te raden om ieder half jaar een fluor behandeling te ondergaan.